

Rapor (3).pdf



23.08.2022

Ürün Takip Sistemi

HAYRETTİN ŞEKER

Tıbbi Cihaz Bilgileri

Tıbbi Cihaz Detayları Ürün Geçmişi Piyasaya Arz Bilgisi Takip Konfigürasyonu Ürün Tıbbi Geçmişi SUT Kodları

Tanımlayıcı Bilgiler

Ürün Tanımı:	YU SHOU - YOK - Kullanım Sonrası Kendiliğinden Kullanılmaz Hale Gelen Enjektör 27G 10mm, 0.1ml
Birincil Ürün Numarası:	8680075443739 (GS1)
Firma:	2667269078629 - BERİKA TEKNOLOJİ MEDİKAL İMALAT İTHALAT İHRACAT TİC.LTD.ŞTİ. (Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı)
Marka:	YU SHOU
Ürün Adı:	Kullanım Sonrası Kendiliğinden Kullanılmaz Hale Gelen Enjektör 27G 10mm, 0.1ml
Ürün Künyesi:	Ürün Künyesi.pdf
Orijinal Etiket Türkçe mi?:	Evet
Orijinal Etiket:	0,1ml lateks free.png
Versiyon/Model:	YOK
Referans/Katalog No:	443739
İçerikteki Ürün Sayısı:	1
Aynı Barkodlu Ürünler:	Aynı Barkodlu Ürünler

Durum Bilgileri

Durum:	Kayıtlı
Tekil Ürün Durumu:	Tekil ürün hiç dahil edilmemiş.
Ürün Tipi:	Tıbbi Cihaz
Veri Kaynağı:	Firma
İncelenmeye Alındığı Tarih:	30/06/2022
Güncellenme Tarihi:	04/07/2022
ÜTS Başlangıç Tarihi:	10/06/2022
Durum Tarihi:	10/06/2022

Sınıflandırma Bilgileri

Sınıf:	Sınıf-IIa
GMDN:	32592 - Tüberkülin allerji şırınga/geri çekilebilir iğne
Branş Türü Kodu:	1528-ENJEKTÖR

İthal/İmal Bilgileri

İthal/İmal Bilgisi:	İthal
Menşei Ülke:	CHN/CN - Çin Halk Cumhuriyeti
İthal Edilen Ülke:	Türkiye
GTİP Numarası:	9018.31.10.00.11 ()

Ürün Belgeleri

Belge No	Belge Türü	Orjinal Doküman	Türkçe Doküman
G20450840034Rev.03	EC Sertifikası	Apostil-CE Belgesi EN.pdf	Apostil-CE Belgesi TR.pdf
9078629-KK10	Kullanma Kılavuzu	0,1ml Enjektör Kullanma Kılavuzu-EN.pdf	0,1ml Enjektör Kullanma Kılavuzu-TR.pdf
9078629-UB11	Uygunluk Beyanı	Apostil-Uygunluk Beyanı EN.pdf	0.1 ml Uygunluk Beyanı-TR.pdf

1 - 15 | Sayfa başına 15 kayıt

Ürün Görselleri

Görselleri Göster

Ürün Görsel Dosyası

3.jpg

2.jpg

0,1ml lateks free.png

1.jpg

Özellikler

MRG Güvenlik Bilgisi:	Bilgi Bulunmuyor	Kalibrasyona tabi mi?:	Hayır
Lateks içeriyor mu?:	Hayır	Bakıma tabi mi?:	Hayır
Ftalat/DEHP içeriyor mu?:	Hayır	Steril paketlenmiş mi?:	Evet
Ürün iyonize radyasyon içerir mi?:	Hayır	Paketlemede kullanılan sterilizasyon yöntemi belli mi?:	Evet
Ürün nanomateryal içeriyor mu?:	Hayır	Sterilizasyon Metodu (Paketlemede Kullanılan):	Etilen oksit
Vücuda implante edilebilir mi?:	Hayır	Kullanım Öncesinde Sterilizasyon Gerekli mi?:	Hayır
Tek kullanımlık mi?:	Evet	Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Ek-3 Kapsamında mi?:	Hayır
Ürünün sınırlı kullanım sayısı var mı?:	Evet	Sağlık Marketinde Satılacak Mı / SGK Geri Ödemesi Yapılacak Mı?:	Hayır
Sınırlı Kullanım Sayısı:	1	Başka Bir Tıbbi Cihazın Bileşeni, Aksesuarı, Yedek Parçası mı?:	Hayır
SUT Eşleşme Durumu:	Eşleşme Yok	Kullanım Kılavuzu Var mı?:	Evet
Raf ömrü var mı?:	Evet		
Raf Ömrü:	59 Ay		

Saklama/Kullanım Koşulu Bilgileri

Saklama ve/veya Kullanım Koşulu Gerektiriyor mu?:	Hayır
---	--------------

Ölçü Bilgileri

Ölçü	Değeri	Birimi
Toplam Hacim	0.1	Mililitre